

# alarmy wybudzeniowe MALEM terapia behawioralna moczenia



## *wstydlivy problem*

Z problemem moczenia nie spotykamy się często, nie dlatego, że jest on znikomy, ale dlatego, że jest to dolegliwość wyjątkowo wstydliva!

Problem moczenia dotyka aż 10 % dzieci w wieku około 5 lat, 5% dzieci w wieku około 10 lat oraz 2 % dorosłych.

Źle prowadzona terapia może prowadzić do pogłębienia się problemu oraz niemożności wyleczenia go przez długie lata.

## *rozwiązanie problemu = ulga dla dziecka i rodziców!*

Rozwiązaniem problemu terapii moczenia zajął się Dr Malem z Wielkiej Brytanii, który opracował elektroniczne urządzenie pomagające całkowicie wyeliminować problem moczenia bez długotrwałej psycho- czy farmakoterapii.

## *jak to działa?*

Alarm wybudzeniowy składa się z elektronicznego budzika oraz czujnika wilgoci. Budzik zaczyna działać (dźwięk może być programowany) kiedy bielizna pacjenta zaczyna być mokra. W ten sposób na zasadzie sprzężenia zwrotnego (biofeedback) mózg pacjenta uczy się prawidłowego zachowania w sytuacji, kiedy organizm ma potrzebę oddania moczu.

Efekty okazują się zaskakujące

**- powyżej 95 % skuteczności w terapii moczenia!**

wyłączny dystrybutor w Polsce:



**elmiko medical sp. z o.o.**

ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa  
tel. 022 644 37 37, fax 022 644 37 27  
elmiko@elmiko.pl www.elmiko.pl