



SOLUTIONS TO HELP



¡5 MOTIVOS PARA ELEGIR EEGDIGITRACK!

1. La solución EEG más **sencilla** de usar
2. Un sistema **innovador** y en constante desarrollo
3. Fiable e **intuitivo**
4. Productos **de máxima calidad**
5. **Un servicio** eficaz y rápido, también **a distancia**

ELMIKO
MONITORIZACIÓN
EEG/NIRS/SPO₂
A LARGO PLAZO



VISÍTANOS: ELMIKO.PL

aEEG/CFM ELMIKO



SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN CEREBRAL
CON MEDICIONES DE SPO₂ Y RSO₂



SOLUTIONS TO HELP


VISÍTANOS: ELMIKO.PL

aEEG/CFM HEADBOX PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- / función única de **marcado automático del color** del registro en función de la tensión registrada
- / capacidad de definir los patrones de actividad del usuario
- / **regla avanzada de** medición de tendencias y señales de EEG
- / monitorización de vídeo de análisis sincronizado de hasta dos cámaras
- / numerosos análisis disponibles, incluyendo: **FFT, CSA / DSA, BSI, mapeado 3D, TPM**
- / moderno EEG CFM headbox con mediciones **EEG, ECG, SpO₂ y rSO₂**
- / visualización en modo estándar o con sombreado para resaltar los valores de la tendencia del EEG
- / posibilidad de definir numerosas alarmas diferentes
- / análisis integrado de amplitud y frecuencia
- / posibilidad de realizar **análisis bipolares** con el equipo necesario

aEEG/CFM EEGDIGITRACK MEJORAS DE SOFTWARE

- / **multi estación** en base de datos distribuida
- / **interfaz cómoda y sencilla de usar**
- / **regla de** medición avanzada
- / puesto de trabajo ajustable
- / análisis: **FFT, mapeado, TPM, DSA / CSA, BSI** y otros
- / cumple los requisitos del **RGPD**
- / desarrollo continuo del software
- / **compatibilidad con versiones anteriores**



ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o. o.

Jeżewskiego 5c/7
02-796 Varsovia, Polonia

+48 22 644 37 37
+48 600 37 37 90

elmiko@elmiko.pl
elmiko.pl



CREATE TO HELP

SSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **ISO13485** Y MARCA **CE** CERTIFICADOS PORTÜV RHEINLAND®