

# SOLUTIONS TO HELP



## ¡5 MOTIVOS PARA ELEGIR EEGDIGITRACK!

1. La solución EEG más **sencilla** de usar
2. Un sistema **innovador** y en constante desarrollo
3. Fiable e **intuitivo**
4. Productos **de máxima calidad**
5. **Un servicio** eficaz y rápido, también **a distancia**

ELMIKO  
EEG RUTINARIO  
ELMIKO EXG-32



VISÍTANOS: [ELMIKO.PL](http://ELMIKO.PL)

# Diagnóstico EEG

## ELMIKO ExG-32



**EEG DE 32 CANALES**  
LA SOLUCIÓN PERFECTA  
PARA LOS EEG RUTINARIOS

### SOLUTIONS TO HELP


VISÍTANOS: [ELMIKO.PL](http://ELMIKO.PL)

### ELMIKO EXG-32 HEADBOX PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- / E22 canales de referencia EEG
- / 10 canales bipolares
- / resistente a los daños
- / conectividad inalámbrica y USB
- / posibilidad de conectar un **estimulador fótico**, un **fotodetector** y un **pulsador para el paciente**
- / **entrada para pulsioxímetro SpO<sub>2</sub>**
- / señalización de la impedancia del canal

### ELMIKO EEGDIGITRACK MEJORAS DE SOFTWARE

- / **multi estación** en base de datos distribuida
- / **interfaz cómoda y sencilla de usar**
- / **regla de medición** avanzada
- / puesto de trabajo ajustable
- / permite expansión mediante módulos:  
**Vídeo, PSG, Holter Y VEP**
- / análisis: **FFT, mapeado, TPM, DSA / CSA, BSI** y otros
- / cumple los requisitos del **RGPD**
- / desarrollo continuo del software
- / **compatibilidad con versiones anteriores**



ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o. o.

Jeżewskiego 5c/7  
02-796 Varsovia, Polonia

+48 22 644 37 37  
+48 600 37 37 90

elmiko@elmiko.pl  
elmiko.pl

SSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **ISO13485** Y MARCA **CE** CERTIFICADOS PORTÜV RHEINLAND®

FABRICADO EN POLONIA POR: ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O. O. | © 2025



**CREATE TO HELP**