





Tworzymy, żeby pomagać

KATALOG PRODUKTÓW AKCESORIA EEG

SPIS TREŚCI

01. WSTĘP

1.1	Wstęp	2
1.2	ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o.	3
1.3	Certyfikacje ELMIKO	4

02. ELEKTRODY MISECZKOWE

2.1	Elektroda miseczkowa formowana	6
2.2	Elektroda miseczkowa spiekana	7
2.3	Elektroda miseczkowa odlewana	8
2.4	Elektroda miseczkowa LTM	9
2.5	Jednorazowe elektrody miseczkowe	10

03. ELEKTRODY GRZYBKOWE I AKCESORIA

3.1	Elektroda grzybkowa	12
3.2	Elektroda grzybkowa spiekana	13
3.2.	Akcesoria do elektrod grzybkowych	14

04. ELEKTRODY USZNE

4.1	Elektroda uszna	16
4.2	Elektroda uszna spiekana	17

05. ELEKTRODY PODSKÓRNE IGŁOWE

5.1	Neurodart – podskórna elektroda igłowa do EEG	19
5.2	Neurodart – elektrody podskórne igłowe skręcone	20
5.2	Podskórna elektroda igłowa haczykowa do EEG	21

06. PRZEWODY I ADAPTERY

6.1	Przewody do elektrod EEG	23
6.2	Adaptery do przewodów do elektrod EEG	24

07. CZEPKI I AKCESORIA

7.1	Czepki silikonowe	26
7.2	Czepki PTS	27
7.3	Netcap – jednorazowe czepki siatkowe	28

7.4	Czepki MultiCap-Cup do elektrod miseczkowych z uchwytami	29
7.5	Czepki automatyczne z wbudowanymi elektrodami	30
7.6	Akcesoria do czepków automatycznych	33

08. PASTY I ŻELE

8.1	Pasty przewodząco-klejące	36
8.2	Żele przewodzące	37
8.3	Pasty i żele ścierne	38
8.4	Produkty specjalistyczne	39
8.5	Produkty do czyszczenia i dezynfekcji	40

09. ELEKTRODY SAMOPRZYLEPNE

9.1	Elektrody samoprzylepne	42
-----	-------------------------	----

10. PSG

10.1	PSG – czujniki do badania polisomnograficznego	45
------	--	----

WSTĘP

Akcesoria do urządzeń medycznych muszą spełniać **najwyższe standardy jakości**, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników.

W ELMIKO kładziemy nacisk nie tylko na produkcję wysokiej jakości wyrobów pod **marką DigiTrack**, ale również na jakość oferowanych akcesoriów. Wszystkie produkty w naszej ofercie pochodzą od zaufanych dostawców, gwarantujących ich bezpieczne użytkowanie. Jesteśmy głęboko zaangażowani w dostarczanie **najnowszych rozwiązań** zgodnych ze światowymi trendami w dziedzinie neurologii.

W naszej ofercie akcesoryjnej znajdą Państwo szeroki wybór produktów przeznaczonych do **elektroencefalografii**, takich jak elektrody, przewody czy czepki. Oferujemy także bogaty asortyment akcesoriów dedykowanych urządzeniom **EMG, TMS, tDCS** oraz **zastosowaniom naukowym**.

EEGDigiTrack™ 15



Naszym głównym partnerem w zakresie akcesoriów neurologicznych jest włoska firma **Spes Medica**. Jest to prężnie rozwijająca się firma, która poświęca się tworzeniu innowacyjnych rozwiązań do diagnostyki obrazowej. Firma skupia się na projektowaniu zaawansowanych produktów medycznych, które nie tylko poprawiają skuteczność diagnozy, lecz także zwiększają komfort pacjentów. Spes Medica na pierwszym miejscu stawia **jakość i niezawodność** swoich produktów, spełniając najwyższe standardy branżowe i regulacyjne.


Dodatkowo, Spes Medica dąży do produkcji swoich wyrobów w sposób **przyjazny dla środowiska**. Poprzez swoją globalną obecność i partnerstwa, firma aktywnie przyczynia się do postępu nauki medycznej oraz wspiera pozytywny rozwój systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

ELMIKO BIOSIGNALS

SP. Z O.O.

Polska firma założona w 1978 roku jako firma projektująca i produkująca układy oraz urządzenia elektroniczne. Od ponad 45 lat specjalizujemy się w projektowaniu i **wdrażaniu najnowszych technologii** z zakresu elektroniki i informatyki w medycynie i oświacie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i **wysoko wykwalifikowanemu zespołowi**, **ELMIKO BIOSIGNALS** jest uznanym producentem sprzętu medycznego na wielu rynkach świata.



W ZAKRESIE PRODUKCJI WŁASNEJ,
FIRMA OFERUJE:

- **EEG DIGITRACK**
URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI NEUROLOGICZNEJ
- **EEG DIGITRACK aEEG/CFM**
URZĄDZENIA DO DŁUGOTERMINOWEGO MONITOROWANIA NEUROLOGICZNEGO
- **EEG DIGITRACK NEUROFEEDBACK**
URZĄDZENIA DO TERAPII NEUROLOGICZNEJ

CERTYFIKACJE

ELMIKO



ELMIKO podjęło,
wdrożyło i certyfikowało
system zarządzania jakością
dla producentów wyrobów
medycznych zgodny z normą
EN ISO 13485:2016




Elektroencefalografy
EEGDigiTrack®
spełniają wymagania
dla wyrobów medycznych zgodnie
z **Dyrektywą 93/42/EWG**



Certyfikat wydała
renomowana
jednostka notyfikowana
**Nr 0197 TÜV Rheinland LGA
Products GmbH**



Baza danych
systemu
EEGDigiTrack®
jest zgodna
z przepisami
RODO



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

ELEKTRODY MISECZKOWE

KATALOG 2024


ELEKTRODA MISECZKOWA FORMOWANA

Elektroda miseczkowa formowana do badań EEG, EEG Biofeedback i CFM wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 ‰) a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału dodatkowo pokryta chlorkiem srebra (AgCl) lub złotem (Au). Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu. **Elektrody wykonane są z trwałego materiału o grubości uniemożliwiającej ich wygięcie.** Niewielki otwór umożliwia aplikację żelu przewodzącego a wyprofilowany kształt elektrody pozwala na wykorzystanie pasty klejąco-przewodzącej do badań długoterminowych. Elektroda i przewód są wykonane techniką formowania tak, aby zapobiegać szybkiemu utlenianiu się materiałów pod wpływem działania wody czy żelu.

Elektroda o średnicy 6 mm jest specjalnie zaprojektowana z myślą o najmniejszych pacjentach.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO



OPAKOWANIE ELEKTROD ZAWIERA PRZEWODY O 10 RÓŻNYCH KOLORACH:



NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ DAGM102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 szt.	      
DAGM152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 szt.	      
DAGS102606	Ag/AgCl	6 mm	100 cm	10 szt.	       
DAGS152606	Ag/AgCl	6 mm	150 cm	10 szt.	       
DEGM102600	Au	10 mm	100 cm	10 szt.	      
DEGM152600	Au	10 mm	150 cm	10 szt.	      
DEGS102606	Au	6 mm	100 cm	10 szt.	       
DEGS152606	Au	6 mm	150 cm	10 szt.	       

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

ELEKTRODA MISECZKOWA SPIEKANA

Elektrody miseczkowe spiekane wykonane są z czystego srebra (Ag 999,99 %) a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału dodatkowo pokryta chlorkiem srebra (AgCl) specjalną metodą spiekania. Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu.

Elektrody miseczkowe spiekane są wykonane przy użyciu specjalnej techniki dzięki której elektrody zachowują wysoką odporność na działanie kolodionu i acetonu.

Dodatkowo otrzymujemy najwyższej jakości elektrodę, która zapewnia wyraźną transmisję nawet na najmniej-szej powierzchni. Powierzchnia elektrody znajduje się kilka milimetrów od podstawy a stabilny kontakt ze skórą uzyskuje się wyłącznie za pomocą przewodzącego żelu.

Elektrody wykonane w technice spiekania nie podlegają regeneracji.





EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
DSTS102600	spiekane Ag/AgCl	5/10 mm	100 cm	10 szt.	      
DSTS152600	spiekane Ag/AgCl	5/10 mm	150 cm	10 szt.	      
DSZS102600	spiekane Ag/AgCl	6/14 mm	100 cm	10 szt.	      
DSZS152600	spiekane Ag/AgCl	6/14 mm	150 cm	10 szt.	      

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.


ELEKTRODA MISECZKOWA ODLEWANA

Elektroda miseczkowa odlewana do badań EEG, EEG Biofeedback i EMG wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 ‰), a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału dodatkowo pokryta chlorkiem srebra (AgCl) lub złotem (Au).

Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu. Niewielki otwór umożliwia aplikację żelu przewodzącego a wyprofilowany kształt elektrody pozwala na wykorzystanie pasty klejąco-przewodzącej do badań długoterminowych.

Elektrody odlewane charakteryzują się wysoką trwałością. Specjalny kształt elektrody zabezpiecza przewód przed dostaniem się wody, dzięki czemu elektroda jest wodoodporna.

Dzięki elastycznemu, silikonowemu przewodowi elektrody można dezynfekować w autoklawie.





EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

OPAKOWANIE ELEKTROD ZAWIERA PRZEWODY O 10 RÓŻNYCH KOLORACH:



NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
DSCSAS102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 szt.	      
DSCSAS152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 szt.	      
DSCSAS252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 szt.	      
DSGSAS102600	Au	10 mm	100 cm	10 szt.	      
DSGSAS152600	Au	10 mm	150 cm	10 szt.	      
DSGSAS252600	Au	10 mm	250 cm	10 szt.	      

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.


ELEKTRODA MISECZKOWA LTM

Elektroda miseczkowa LTM do badań EEG wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 ‰), a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału dodatkowo pokryta chlorkiem srebra (AgCl) lub złotem (Au). Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu.


Elektrody wielokrotnego użytku specjalnie zaprojektowane do długoterminowych badań (LTM). Niewielki otwór umożliwia aplikację żelu przewodzącego a wyprofilowany kształt elektrody pozwala na wykorzystanie pasty klejąco-przewodzącej do badań długoterminowych.

Elektroda posiada ultra cienki kabel teflonowy. Specjalny kształt łączenia elektrody z przewodem zabezpiecza łączenie przed ewentualnym kontaktem z wodą, dzięki czemu elektroda jest wodoodporna.

Produkt można poddawać sterylizacji w autoklawie.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO



OPAKOWANIE ELEKTROD ZAWIERA PRZEWODY O 10 RÓŻNYCH KOLORACH:



NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
DGAGAT102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 szt.	   
DGAGAT152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 szt.	   
DGAGAT252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 szt.	   
DGGOAT102600	Au	10 mm	100 cm	10 szt.	   
DGGOAT152600	Au	10 mm	150 cm	10 szt.	   
DGGOAT25260	Au	10 mm	250 cm	10 szt.	   

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

JEDNORAZOWE ELEKTRODY MISECZKOWE

Jednorazowa elektroda miseczkowa o średnicy 10 mm wykonana jest z **czystego srebra i została pokryta chlorkiem srebra** zapewniając najlepszą jakość rejestrowanego sygnału.

Wyjątkowo elastyczny przewód i złącze gwarantują najlepszą transmisję sygnału nawet przy długotrwałym monitorowaniu.




OPAKOWANIE ELEKTROD ZAWIERA PRZEWODY O 10 RÓŻNYCH KOLORACH:



NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
DAGD102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 szt.	      
DAGD152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 szt.	      
DAGD252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 szt.	      

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

ELEKTRODY GRZYBKOWE I AKCESORIA

KATALOG 2024

ELEKTRODA GRZYBKOWA

Elektroda grzybkowa do badań EEG wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 ‰) a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału część rejestrująca elektrody pokryta jest chlorkiem srebra (AgCl) a gwint elektrody złotem (Au).

Biokompatybilny mostek elektrody wykonany jest z tworzywa sztucznego i hipoalergicznego materiału, który gwarantuje maksymalną stabilność i komfort dla pacjenta.

Elektroda posiada materiałową nakładkę, którą można łatwo wymieniać. Odległość elektrody od skóry głowy można w łatwy sposób regulować skręcając ją w pożądanym kierunku.

Gwint elektrody stanowi również uniwersane łączenie dla przewodów z krokodylkiem lub wtykiem 2 mm sprężynującym.



- 
- EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT	MATERIAŁ	KOLOR MOSTKA	ŚREDNICA (∅)	ROZMIAR	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ BEAG00A7	Ag/AgCl	niebieski	10 mm	dorosły	10 szt.	
BEAG00P4	Ag/AgCl	żółty	10 mm	dzieci	10 szt.	
BEAG06P4	Ag/AgCl	żółty	6 mm	dzieci	10 szt.	
BEAG00N1	Ag/AgCl	bez mostka	10 mm	noworodki	10 szt.	

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, KOLOR MOSTKA) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

ELEKTRODA GRZYBKOWA SPIEKANA

Elektroda grzybkowa do badań EEG spiekana wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 ‰) a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału część rejestrująca elektrody pokryta jest chlorkiem srebra (AgCl) specjalną metodą spiekania a gwint elektrody złotem (Au).

Biokompatybilny mostek elektrody wykonany jest z tworzywa sztucznego i hipoalergicznego materiału, który gwarantuje maksymalną stabilność i komfort dla pacjenta. Elektroda posiada materiałowa nakładkę, którą można łatwo wymieniać.

Odległość elektrody od skóry głowy można w łatwy sposób regulować skręcając ją w pożądanym kierunku.

Gwint elektrody stanowi również uniwersalne łączenie dla przewodów z krokodylkiem lub wtykiem 2 mm sprężynującym.

UWAGA: Elektrody spiekane nie powinny mieć kontaktu z innymi metalami!





EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO


NR. KAT	MATERIAŁ	KOLOR MOSTKA	ŚREDNICA (Ø)	ROZMIAR	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
BEG000A2	spiekane Ag/AgCl	czerwony	10 mm	dorosły	10 szt.	
BEG000P4	spiekane Ag/AgCl	żółty	10 mm	dzieci	10 szt.	

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, KOLOR MOSTKA) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

AKCESORIA DO ELEKTROD GRZYBKOWYCH



NR. KAT	OPIS	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
BCSET000	Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych o średnicy 10 mm	1 op. zawiera 100xgaziki, 100xoringi, 1xaplikator	
BCPART00	Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych o średnicy 10 mm	1 op. zawiera 100xgaziki, 100xoringi	
EHOS000000	Naczynie do przechowywania elektrod grzybkowych	1 szt.	
HEADMSSPE	Taśma do mierzenia głowy	1 szt.	



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

ELEKTRODY
USZNE

KATALOG 2024

ELEKTRODA USZNA

Elektroda uszna do badań EEG i EEG Biofeedback może być wykonana ze złota (Au), cyny (SN) lub z czystego srebra (Ag 999,99 ‰), które w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału dodatkowo pokryto chlorkiem srebra (AgCl).

Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu.

Wygodny klips z gumką regulującą siłę zacisku zapewnia komfort każdemu pacjentowi.

Elektrodę uszną można używać jako elektrodę referencyjną i uziemiającą.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT		MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★	EAR1026AG-BL	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	1 para (2 szt.)	 
	EAR1526AG-BL	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	1 para (2 szt.)	 
	EAR1026G0	Au	10 mm	100 cm	1 para (2 szt.)	 
	EAR1526G0	Au	10 mm	150 cm	1 para (2 szt.)	 
	EAR1026T0	Sn	10 mm	100 cm	1 para (2 szt.)	 
	EAR1526T0	Sn	10 mm	150 cm	1 para (2 szt.)	 

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

ELEKTRODA USZNA SPIEKANA

Elektroda uszna spiekana do badań EEG i EEG Biofeedback wykonana jest z czystego srebra (Ag 999,99 %) a w celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału część rejestrująca elektrody pokryta jest chlorkiem srebra (AgCl) specjalną metodą spiekania.

Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu.

Wygodny klips z gumką regulującą siłę zacisku zapewnia komfort każdemu pacjentowi.


Elektrodę uszną można używać jako elektrodę referencyjną i uziemiającą.



NR. KAT	MATERIAŁ	ŚREDNICA (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
EAR1026S0	spiekane Ag/AgCl	10 mm	100 cm	1 para (2 szt.)	 
EAR1526S0	spiekane Ag/AgCl	10 mm	150 cm	1 para (2 szt.)	 

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.





YOUR MIND, YOUR FUTURE.




ELEKTRODY PODSKÓRNE IGŁOWE

KATALOG 2024

NEURODART – PODSKÓRNA ELEKTRODA IGŁOWA DO EEG

Neurodart – podskórne elektrody igłowe do EEG wykonane są z biokompatybilnego materiału – stali nierdzewnej – jako najoptymalniejsze rozwiązanie pomiędzy czystym odbiorem sygnałów bioelektrycznych z niskim poziomem zakłóceń a ekonomicznością. Złącza typu Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 zapewniają stabilne i długotrwałe połączenie z dowolnym typem sprzętu. Nasze elektrody igłowe zapewniają doskonałą rejestrację oraz gwarantują doskonałą stabilność sygnału i, co ważne, bezurazowe wkłucie.

Elektrody Neurodart są jednorazowego użytku i dostępne są w wielu wariantach (do wyboru jest kilka długości przewodu oraz wersji kolorystycznych).



NR. KAT	DŁUGOŚĆ IGŁY	ŚREDNICA IGŁY (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ MN4013D10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 szt.	 
MN4013D10B	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 szt.	 
MN4013D15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 szt.	 
★ MN4013D15B	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 szt.	 
MN4013D25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 szt.	 
MN4013D25B	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 szt.	 


* POWYŻSZE ELEKTRODY ZAKOŃCZONE SA WTYKIEM TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802 ORAZ DOSTĘPNE SĄ W 2 WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH

NR. KAT	DŁUGOŚĆ IGŁY	ŚREDNICA IGŁY (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
MN3512P150	12 mm	0,35 mm	8 cm	1 mm Pin	250 szt.	 
MN3518P150	18 mm	0,35 mm	8 cm	1 mm Pin	250 szt.	 

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

NEURODART – ELEKTRODY PODSKÓRNE IGŁOWE SKRĘCONE

Elektrody podskórne igłowe skręcane dostępne są również w wersji MRI.



ELEKTRODY PODSKÓRNE IGŁOWE SKRĘCONE DOSTĘPNE SĄ W 2 WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH:

WERSJA A/S:


WERSJA B/S:

NR. KAT	DŁUGOŚĆ IGŁY	ŚREDNICA IGŁY (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ MN4013D10A/S MN4013D10B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	20 par	 
MN4013D15A/S MN4013D15B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 par	 
MN4013D25A/S MN4013D25B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 par	 
MN4018D10A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	20 par	 
MN4018D15A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 par	 
MN4018D25A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 par	 

* POWYŻSZE ELEKTRODY ZAKOŃCZONE SĄ WTYKIEM TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802 ORAZ DOSTĘPNE SĄ W 2 WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.

PODSKÓRNA ELEKTRODA IGŁOWA HACZYKOWA DO EEG

Elektrody igłowe haczykowe zapewniają doskonałą stabilność sygnału, szczególnie w sytuacjach, gdy konieczne jest długotrwałe utrzymanie elektrody w tym samym miejscu np. podczas monitorowania śródoperacyjnego. Dzięki swojemu kształtowi, elektrody te gwarantują większą stabilność sygnału, eliminując ryzyko złamania igły, co przekłada się na lepszy kontakt ze skórą oraz obniżoną impedancję. **Potwierdzają to wytyczne American Society of Neurophysiological Monitoring.**






EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

 TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802

NR. KAT	DŁUGOŚĆ IGŁY	ŚREDNICA IGŁY (Ø)	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	100 cm		24 szt.	 
MN4013HD15S	13 mm	0,40 mm	150 cm		24 szt.	 
MN4013HD25S	13 mm	0,40 mm	250 cm		24 szt.	 
MN3512H150	13 mm	0,35 mm	8 cm	1 mm Pin	250 szt.	 

* INNE KONFIGURACJE ELEKTROD DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

PRZEWODY
I ADAPTERY

KATALOG 2024

PRZEWODY DO ELEKTROD EEG

Przewody połączeniowe zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować szумы powstające podczas podłączania do elektrody.

Kabel wykonany jest ze srebra z dodatkiem Kevlaru, co zapewnia maksymalne przewodzenie i wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Połączenie kabel-złącze jest formowane tak, aby uniknąć utleniania i ryzyka pęknięcia. Przewody monopolarne nadają się do łączenia elektrod z wieloma urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku.

W ZESTAWIE 10 SZTUK PRZEWODÓW DOSTĘPNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH:




 TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802



NR. KAT	POŁĄCZENIE	SZEROKOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
BEC1026C1GS	zacisk typu krokodylek	100 cm		10 szt.	
 BEC1226C1GS	zacisk typu krokodylek	120 cm		10 szt.	
BEC1526C1GS	zacisk typu krokodylek	150 cm		10 szt.	
BEC102326S	wtyk 2 mm sprężynujący	100 cm		10 szt.	
 BEC122326S	wtyk 2 mm sprężynujący	120 cm		10 szt.	
BEC152326S	wtyk 2 mm sprężynujący	150 cm		10 szt.	

* INNE KONFIGURACJE PRZEWODÓW (NP. RODZAJ WTYKU, DŁUGOŚĆ PRZEWODU) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.


ADAPTERY DO PRZEWODÓW DO ELEKTROD EEG



- 
- EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

 TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802

NR. KAT	OPIS	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
JUMP262611	Prześciówka łącząca 2 kanały w 1	12 cm		1 szt.	
ADDIN2F01	Prześciówka z Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 na wtyk 2 mm – kolor czarny	ND	2 mm	10 szt.	
ADDIN2F02	Prześciówka z Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 na wtyk 2 mm – kolor czerwony	ND	2 mm	10 szt.	
ADP02DIN1	Prześciówka z Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 na wtyk 2 mm pin – kolor czarny	ND	2 mm pin	10 szt.	
ADP02DIN2	Prześciówka z Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 na wtyk 2 mm pin – kolor czerwony	ND	2 mm pin	10 szt.	



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

CZEPKI
I AKCESORIA

KATALOG 2024

CZEPKI SILIKONOWE

Standardowy czepek do EEG wykonany jest z silikonu. Przeznaczony jest do użytku w połączeniu z elektrodami grzybkowymi (mostkowymi) lub miseczkowymi (które można zamocować za pomocą specjalnych uchwytów). Mocowania wokół uszu wykonane z miękkiego silikonu a podbródek z materiału gąbkowego, zapewniają pacjentowi maksymalny komfort podczas badania. W zależności od konfiguracji produkt wyposażony jest w 2 lub 4 podłużne rurki oraz 6 poprzecznych możliwych do samodzielnego wypięcia.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO



NR. KAT	ROZMIAR	IŁOŚĆ PODŁUŻNYCHRUREK	ŚREDNICA RUREK (Ø)	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
HEAD004L	dorośli	4	4mm	1 szt.	
★ HEAD004M	dorośli	4	4mm	1 szt.	
HEAD004S	dzieci	4	4mm	1 szt.	
HEAD000L	dorośli	2	4mm	1 szt.	
HEAD000M	dorośli	2	4mm	1 szt.	
HEAD000S	dzieci	2	4mm	1 szt.	
HEAD000N <i>(czepek jednopaskowy)</i>	neonatologiczny	1	—	1 szt.	
TIRCUFFMENTA	podbródek dla dorosłych	—	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTP	podbródek dla dzieci	—	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTN	podbródek neonatologiczny	—	—	1 szt.	   
ELM-UM001	uchwyty do elektrod miseczkowych <i>(rozmiar uniwersalny)</i>	—	—	1 szt.	

CZEPKI PTS

Czepki PTS do badań EEG wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału, który wykazuje dużą odporność na zużycie. Przeznaczone są do użytku w połączeniu z elektrodami grzybkowymi (mostkowymi) lub miseczkowymi (które można zamocować za pomocą specjalnych uchwytów). Mocowania wokół uszu wykonane z miękkiego silikonu a podbródek z materiału gąbkowego, zapewniają pacjentowi maksymalny komfort podczas badania.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO




NR. KAT	ROZMIAR	IŁOŚĆ PODŁUŻNYCH RUREK	ŚREDNICA RUREK (Ø)	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
HEAD0V4L	dorośli	4	4 mm	1 szt.	
HEAD0V4M	dorośli	4	4 mm	1 szt.	
HEAD0V4S	dzieci	4	4 mm	1 szt.	
HEAD0B4S	dzieci	4	2 mm	1 szt.	
HEAD0V2L	dorośli	2	4 mm	1 szt.	
HEAD0V2M	dorośli	2	4 mm	1 szt.	
HEAD0V2S	dzieci	2	4 mm	1 szt.	
HEAD0B2S	dzieci	2	2 mm	1 szt.	
HEAD0B1N	neonatologiczny	1	2 mm	1 szt.	
TIRCUFFMENTA	podbródek dla dorosłych	—	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTP	podbródek dla dzieci	—	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTN	podbródek neonatologiczny	—	—	1 szt.	   
ELM-UM001	uchwyty do elektrod miseczkowych (rozmiar uniwersalny)	—	—	1 szt.	

NETCAP – JEDNORAZOWE CZEPKI SIATKOWE

Jednorazowe czepki NETCAP umożliwiają używanie elektrod grzybkowych i miseczkowych bez konieczności stosowania podbródków lub pasów piersiowych.

Zapewniają równomierny nacisk elektrody na skórę głowy a dzięki ich elastycznemu materiałowi umożliwiają ich zastosowanie na pacjentach o różnych obwodach głów.



NR. KAT	ROZMIAR	ROZMIAR W CM	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
D00000LA00	duży dorosły	62-54	10 szt.	    
D00000MA00	średni dorosły	54-46	10 szt.	    
D00000SA00	mały dorosły / duże dziecko	50-42	10 szt.	    
D00000MI00	średnie dziecko	46-40	10 szt.	    
D00000SI00	małe dziecko	40-34	10 szt.	    

CZEPKI MULTICAP – CUP DO ELEKTROD MISECZKOWYCH Z UCHWYTAMI

Czepki **MultiCap-Cup** wykonane są z miękkiego i wysokojakościowego neoprenu, który jest elastycznym i bardzo przyjemnym dla skóry materiałem. Budowa czepka zapewnia możliwość samodzielnego doboru rozmieszczenia elektrod oraz wyboru ich ilości - wszystko zgodnie z międzynarodowym systemem 10-20. Konstrukcja czepka zapewnia ciągły dostęp do każdej elektrody po jej umieszczeniu na głowie pacjenta. Czepek do stosowania ze standardowymi elektrodami miseczkowymi Ag/AgCl lub Au o średnicy 10 mm.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO



NR. KAT	ROZMIAR	ROZMIAR W CM	KOLOR	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
MCS-XL	dorośli	66-60	czarny	1 szt.	  
MCS-XLL	dorośli	63-57	czarno-niebieski	1 szt.	  
MCS-L	dorośli	60-54	niebieski	1 szt.	  
★ MCS-LM	dorośli	57-51	niebiesko-czerwony	1 szt.	  
MCS-M	dorośli / dzieci	54-48	czerwony	1 szt.	  
MCS-MS	dzieci	51-45	czerwono-żółty	1 szt.	  
MCS-S	dzieci	48-42	żółty	1 szt.	  
MCS-XS	dzieci	42-36	zielony	1 szt.	  
MCS-I1	b. małe dzieci	36-32	morski	1 szt.	  
MCS-I2	b. małe dzieci	32-28	czerwony	1 szt.	  
MCS-I3	b. małe dzieci	28-24	żółty	1 szt.	  
DUFF0001		uniwersalny	biały	23 szt.	  

CZEPKI AUTOMATYCZNE Z WBUDOWANYMI ELEKTRODAMI

Czepki z wbudowanymi elektrodami i przewodami to innowacyjne rozwiązanie do przeprowadzania badań EEG, które dzięki swojej użyteczności stają się coraz bardziej powszechne. To połączenie czepka z elektrodami i przewodami, które w znacznym stopniu skraca czas przygotowania pacjenta do badania, a w niektórych sytuacjach nawet umożliwia przeprowadzenie badania, które byłoby niemożliwe do wykonania w standardowy sposób. Czepek typu MEDCAP to jeden z najczęściej wybieranych czepków automatycznych do badań EEG. Jego elastyczność, bardzo dobre przyleganie elektrod do głowy pacjenta oraz łatwość serwisowania są doceniane na całym świecie.

Elektrody rozmieszczone są w systemie 10-20 a sam czepek występuje we wszystkich stosowanych powszechnie rozmiarach kodowanych w **łatwy do rozróżnienia sposób** - za pomocą kolorów. Czepek jest łatwy w eksploatacji i konserwacji.




EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

CZEPKI AUTOMATYCZNE Z WBUDOWANYMI ELEKTRODAMI

Czepki automatyczne mogą być całkowicie personalizowane: od rodzaju elektrody do długości przewodu. W zależności od rozmiaru czepka **można na nim umieścić od 9 do nawet 256 elektrod.**


Elektrody mogą być wykonane z materiałów: Sn, Ag/AgCl, spiekane Ag/AgCl i Au a sam czepki może być zakończony wtykiem DIN 42802, Sub-D 25, Sub-D 50 lub MDR.



DALSZA KONFIGURACJA JEST DOSTĘPNA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB



CYNA
Sn



SREBRO/
CHLOREK SREBRA
Ag/AgCl



SREBRO/SPIEKANY
CHLOREK SREBRA
Ag/AgCl Sint



ZŁOTO
Au



**Touch Proof
DIN 42802**



SuB-D 25



SuB-D 50



MDR



Kable płaskie



Kable skręcone

NR. KAT	OBWÓD GŁOWY	KOLOR	ELEKTRODA	IŁOŚĆ ELEKTROD	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
CAMAGLAA21EMKSI	58-62 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
 CAMAGMAA21EMKSI	54-58 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
 CAMAGSAA21EMKSI	50-54 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
 CAMAGEAA21EMKSI	46-50 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGLIA21EMKSI	42-46 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGMIA21EMKSI	38-42 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGSIA21EMKSI	34-38 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGLNA11EMKSI	30-34 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGMNA11EMKSI	26-30 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGSNA11EMKSI	22-26 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGLAA2126EMKI	58-62 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGMAA2126EMKI	54-58 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGSAA2126EMKI	50-54 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGEAA2126EMKI	46-50 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGLIA2126EMKI	42-46 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGMIA2126EMKI	38-42 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGSIA2126EMKI	34-38 cm			19 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGLNA1126I	30-34 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGMNA1126I	26-30 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   
CAMAGSNA1126I	22-26 cm			9 + GND + REF		1 szt.	   

* POWYŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA STANDARDOWE KONFIGURACJE PRODUKTÓW. INNE KONFIGURACJE CZEPKÓW (NP. MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ PRZEWODU, ROZMIAR) DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

AKCESORIA DO CZEPKÓW AUTOMATYCZNYCH


Adapter może pozostać podłączony do głowicy, oszczędzając złącze urządzenia, a czepki można podłączać i odłączać za pomocą samego adaptera.

Różne konfiguracje i złącza dla większości sprzętu EEG są dostępne na zamówienie. Czepki automatyczne można zamocować na dwa sposoby: za pomocą pasów mocujących lub za pomocą podbródka.



EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

 SUB-D25



NR. KAT	OPIS	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
CAPCAB2126EMKSMI	Czepki w konfiguracji ELMIKO 	40 cm	1 szt.	   

NR. KAT	OPIS	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
BELT000040	pas mocujący	40 cm	1 szt.	   
BELT000070	pas mocujący	70 cm	1 szt.	   
BELT000095	pas mocujący	95 cm	1 szt.	   
BELT000150	pas mocujący	150 cm	1 szt.	   
TIRCUFFMENTA	podbródek dla dorosłych	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTP	podbródek dla dzieci	—	1 szt.	   
TIRCUFFMENTN	podbródek neonatologiczny	—	1 szt.	   


AKCESORIA DO CZEPKÓW AUTOMATYCZNYCH

INNE MATERIAŁY

Pozostałe materiały ułatwiające konserwację i eksploatację czepków.



NR. KAT	OPIS	OPKOWANIE	PRZEZNACZENIE
RECELO0TIN	Elektroda wymienna do czepka automat. MEDCAP (Sn)	10 szt.	
RECELO00AG	Elektroda wymienna do czepka automat. MEDCAP (Ag/AgCl)	5 szt.	
RECELO00AG/2	Elektroda wymienna do czepka automat. MEDCAP (Ag/AgCl)	2 szt.	
EMELM00026	Elektroda awaryjna do czepka automat. 120 cm – prosta	1 szt.	
EMELT12026	Elektroda awaryjna do czepka automat. 120 cm – zagięta	1 szt.	
SPONGE300	Okrągłe podkładki gąbkowe	50 szt.	
PUL0000025	Szczoteczki do czyszczenia elektrod	25 szt.	
DISP0001500	Igła tępa do aplikacji żelu (15 mm)	100 szt.	
DISP0002500	Igła tępa do aplikacji żelu (25 mm)	100 szt.	
ELS-SYR10	Strzykawka do aplikacji żelu z końcówką „ luer-lock ”	100 szt.	



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

PASTY I ŹELE

KATALOG 2024

PASTY PRZEWODZĄCO-KLEJĄCE



ODWIEDŹ NAS I SPRAWDŹ
JAK APLIKOWAĆ PASTĘ SAC2

EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ ACCREAM250V	AC Cream – pasta klejąco-przewodząca	stoik 250 g	1 szt.	
★ 10-20-8	Ten20 – pasta klejąco-przewodząca	stoik 228 g	1 szt.	
10-20-4	Ten20 – pasta klejąco-przewodząca	stoik 114 g	1 szt.	
10-20-4T	Ten20 – pasta klejąco-przewodząca	tuba 114 g	1 szt.	
★ SAC2-10	SAC2 – wysokoprzewodząca pasta do badań PSG i LTM EEG (w tym dla dzieci, noworodków i kobiet w ciąży)	tuba 100 g	1 szt.	

ŻELE PRZEWODZĄCE



NR. KAT	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
★ NEURGEL250V	Neurgel – wysokoprzewodzący żel	stoik 250 g	1 szt.	   
NEURGEL250F	Neurgel– wysokoprzewodzący żel	butelka 250 g	1 szt.	   
★ E-9	Electro-Gel – żel przewodzący	stoik 480 g	1 szt.	    
E-10	Electro-Gel – żel przewodzący	stoik 960 g	1 szt.	    
E-11	Electro-Gel – żel przewodzący	stoik 3780 g	1 szt.	    
SIGNA-GEL	Signa Gel – żel przewodzący bazie soli fizjologicznej	tuba 250 ml	1 szt.	    
SPECTRA	Spectra 360 – żel przewodzący bez zawartości soli i chloru	tuba 250 g	1 szt.	    

PASTY I ŻELE ŚCIERNE



-
- EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
NPREP120T	SafePrep – żel ścierny do EEG (bez zawartości parabenów)	tuba 120g (opak. pochodzące z recyklingu)	1 szt.	
EVERI160SPE	Everi – pasta ścierna	butelka 160g	1 szt.	
10-30	Nuprep – żel ścierny do skóry wrażliwej	tuba 114g	1 szt.	

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE



-
- EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO


NR. KAT	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
MD0014-SP10	COLLODION HV Mavidon – klej-cement do elektrod	tubka 15 ml	10 szt.	
MD0024-P	Zmywacz do kleju Collodion	butelka 480 ml	1 szt.	

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI



- 
- EEG | BF | PSG | LTM | EMG | EP | HOLTER | EKG | CFM | IOM | TENS | HIT | EKO

NR. KAT	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
E-16-F	IVORY – delikatna emulsja do czyszcz.	butelka 710ml	1 szt.	       
KORSOLEX-2L	KORSOLEX EXTRA – płyn dezynfekcyjny	butelka 2l	1 szt.	       



YOUR MIND, YOUR FUTURE.

ELEKTRODY SAMOPRZYLEPNE

KATALOG 2024

ELEKTRODY SAMOPRZYLEPNE


Elektrody samoprzylepne od firmy **Spes Medica** zaprojektowane zostały tak aby dzięki specjalnemu kształtowi i rozmiarowi umożliwić **rejestrację również na mniejszych powierzchniach**.

Innowacyjny stały żel **na bazie wody** zapewnia elektrodzie stabilną przyczepność do skóry, ale jednocześnie daje możliwość wielokrotnej zmiany położenia elektrody. Hydrożel ma w swoim składzie biokompatybilne składniki, które zostały przetestowane na **wrażliwej skórze**.

Elektrody można stosować również do **badania długoterminowych (LTM)**.



NR. KAT	OPIS	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
DENIS01526	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	15 cm		6 szt.	    
DENIS10026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	100 cm		6 szt.	    
DENIS15026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	150 cm		6 szt.	    
DENIS25026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	250 cm		6 szt.	    
DENIS01520	<i>Elektroda Ag/AgCl</i> <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	—	SNAP	20 szt.	    
DENIS00807	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 15x20 mm)</i>	8 cm	0,7 mm <i>Touch Proof Pin</i>	12 szt.	    
DENIL01526	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	15 cm		6 szt.	    
DENIL10026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	100 cm		6 szt.	    
DENIL15026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	150 cm		6 szt.	    
DENIL25026	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	250 cm		6 szt.	    
DENIS02025	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	—	SNAP	20 szt.	    
DENIL00807	Elektroda Ag/AgCl <i>(rozmiar 20x25 mm)</i>	8 cm	0,7 mm <i>Touch Proof Pin</i>	12 szt.	    
CFM700000	Elektroda CFM <i>z 2. kan. aktyw. (C3, C4) + REF + GND</i>	—	CFMC15026 <i>(Wtyk do przewodu)</i>	4 szt.	
CFMC15026	CFM700000 <i>(Przewód do elektrod)</i>	150 cm		1 szt.	




YOUR MIND, YOUR FUTURE.

PSG

KATALOG 2024

PSG – CZUJNIKI DO BADANIA POLISOMNOGRAFICZNEGO



PSG – CZUJNIKI DO BADANIA POLISOMNOGRAFICZNEGO

 TOUCH PROOF Ø 1,5 MM DIN 42802

-  EEG
-  BF
-  PSG
-  LTM
-  EMG
-  EP
-  HOLTER
-  EKG
-  CFM
-  IOM
-  TENS
-  HIT
-  EKO

NR. KAT	OPIS	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WTYK	OPAKOWANIE	PRZEZNACZENIE
EL-CZSOR-01	Czujnik do EKG <i>(2 przewody dołączeniowe i 50 elektrod EKG)</i>	150 cm lub 200 cm		1 zestaw	 
SSP00026AC	Czujnik pozycji ciała z przewodem	200 cm		1 szt.	
AIRFA00300	Czujnik przepływu powietrza usta-nos <i>(dla dorosłych)</i>	200 cm		1 szt.	
AIRFP00300	Czujnik przepływu powietrza usta-nos <i>(dla dzieci)</i>	200 cm		1 szt.	
RESPA00000	Czujnik oddechowy <i>(dla dorosłych)</i>	200 cm		1 szt.	
RESPP00000	Czujnik oddechowy <i>(dla dzieci)</i>	200 cm		1 szt.	
TREM000000	Czujnik drżenia	200 cm		1 szt.	
LIMB000000	Czujnik ruchu kończyn	200 cm		1 szt.	
SNOR000000	Czujnik chrapania	200 cm		1 szt.	

* INNE KONFIGURACJE CZUJNIKÓW ORAZ ICH WERSJE JEDNORAZOWE DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



akson

Ośrodek Kształcenia Medycznego



📍 Sportowa 3,
05-822 Milanówek

☎ +48 22 724 69 40

☎ +48 795 467 089

✉ szkolenia@akson.net.pl

KURSY I SZKOLENIA

WARSZTATY EEG
(DLA TECHNIKÓW)

WARSZTATY EMG
(DLA TECHNIKÓW)

EEG BIOFEEDBACK
SZKOLENIA



ELMIKO BIOSIGNALS

Sp. z o. o.

📍 Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
Polska

☎ +48 22 644 37 37
☎ +48 606 440 808

✉ zamowienia@elmiko.pl
elmiko.pl



* PODANE CENY W KATALOGU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Tworzymy, żeby pomagać